

Aniosgel 85 NPC - gel désinfectant pour les mains - 100 ml

08/10/2025 12:35:56



Numéro d'article	016239
Prix HT	3,78 €
Prix TTC	4,57 €
Stock	en stock

Description

Aniosgel 85 NPC - Désinfectant pour les mains est une solution hydroalcoolique thixotrope pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction.

Désinfection hygiénique des mains

- Après avoir retiré les gants
- Au début ou à la fin des heures de travail
- Après l'AVQ et les activités hôtelières
- Avant et après le soin et le contact avec la peau intacte
- Après chaque contact avec un patient soigné en isolement septique
- Avant toute action invasive (cathéter périphérique, cathéter pour la vessie et autres dispositifs similaires)
- Après contact avec un patient infecté et/ou son environnement

- Entre deux patients, après toute action infectieuse possible
- Avant tout contact avec un patient en isolement protecteur
- Avant d'effectuer une ponction lombaire, une ponction d'ascite, une ponction articulaire ou toute autre action similaire
- Avant la manipulation de dispositifs intravasculaires, de drains pleuraux, de dispositifs médicaux implantables et d'autres produits similaires
- En cas d'actes infectieux successifs chez un même patient

Désinfection chirurgicale des mains

- Avant toute intervention chirurgicale ou obstétricale et radiologie interventionnelle
- Avant toute opération nécessitant une désinfection chirurgicale des mains :
 - mise en place d'un cathéter central ou épidural et de dispositifs médicaux implantables
 - la réalisation d'une amniocentèse
 - lieux de pleuradrains et autres actes similaires

Sûr

- Testé sous contrôle dermatologique : ANIOSGEL 85 NPC est hypoallergénique
- ANIOSGEL 85 NPC ne contient pas d'allergènes : absence confirmée par une étude clinique
- Sans parfum ni colorant

Efficace

- Large spectre antimicrobien : actif contre les bactéries, levures, champignons et virus
- Désinfection hygiénique des mains : 3 ml / 30 sec.
- Désinfection chirurgicale des mains : 2 x 3 ml / 2 x 45 sec.

Simple

- Support en PVC spécialement développé pour ce type de produit
- Gel hydro-alcoolique thixotrope qui ne nécessite pas de lavabo

Propriétés

- Alcool éthylique contre 755 ml/l
- Point d'éclair : 19,9°C
- Densité : 0,870
- pH à +20°C : environ 5,5 (proche de celui de la peau)

- Stockage : entre +5°C et +25°C
- Une étude sur la biocontamination par l'air est disponible sur demande

Renseignements supplémentaires

Composition : Éthanol (+/- 755 ml/l - no CAS 64-17-5) en présence d'agents thixotropes, hydratants et adoucissants et d'eau. Sans parfum ni colorant. Précautions à prendre : Dangereux - suivre le mode d'emploi (établi conformément à la réglementation européenne en vigueur sur la classification et l'étiquetage des produits chimiques). Utiliser les biocides avec précaution. Avant chaque utilisation, lire l'étiquette et les informations relatives au produit. Conserver entre +5°C et +25°C. Produits biocides destinés à l'hygiène humaine (groupe 1 - TP1). Réservé pour usage professionnel.