



Numéro d'article	4171
Prix HT	7,40 €
Prix TTC	8,95 €
Stock	en stock

Description

Il peut être difficile de conserver une blancheur éclatante à votre linge, mais grâce aux At home WASH Lingettes lessive - Linge blanc, ce n'est plus un problème. Ces lingettes redonneront à vos vêtements blancs une blancheur éclatante sans endommager le tissu.

- Conserve la blancheur de vos vêtements : restaure l'éclat du blanc
- N'endommage pas les textiles : préserve la qualité de vos vêtements
- 60 lavages par paquet : durable et économique
- Facile à utiliser : placez la lingette dans la machine à laver et ajoutez votre blanc

Que vous ayez des chemises, des serviettes ou de la literie blanches, les lingettes détergentes At Home pour le linge blanc veilleront à ce que vos vêtements conservent leur blancheur d'origine, éclatante, lavage après lavage.

Mode d'emploi

Mettez une lingette At Home pour linge blanc dans la machine à laver avant d'y mettre votre linge blanc. Le chiffon absorbe la décoloration et aide à redonner à vos vêtements leur blancheur éclatante, sans endommager le tissu ou les textiles.