

Numéro d'article	264461
Prix HT	35,77 €
Prix TTC	43,28 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Une peau plus lumineuse, avec moins de taches pigmentaires

- Sérum ultra-léger pour une peau éclatante
- Réduit les taches pigmentaires et prévient leur réapparition
- Rend la peau plus lisse et plus souple

La mélanine est un pigment naturel qui détermine la couleur de la peau. L'exposition au soleil, les influences hormonales et le vieillissement de la peau peuvent stimuler la production de mélanine et provoquer une hyperpigmentation. L'hyperpigmentation se manifeste par des taches sombres, des taches pigmentaires ou des taches de vieillesse, donnant à la peau un aspect irrégulier.

Le sérum anti-pigmentation Eucerin Radiant Skin Serum contient une combinaison d'ingrédients actifs puissants qui agissent de différentes manières pour rendre la peau radieuse et s'attaquer aux taches pigmentaires à la source :

- Le thiamidol est un ingrédient efficace et breveté qui aide à combattre la cause de l'hyperpigmentation. Il est cliniquement prouvé que le thiamidol réduit les taches pigmentaires et prévient leur réapparition en cas d'utilisation régulière
- L'acide hyaluronique est l'un des hydratants les plus efficaces de la peau et aide la peau à attirer et à retenir l'humidité. La glycérine est un humectant qui aide également la peau à attirer et à retenir l'humidité, assurant ainsi un soin et une hydratation à long terme. Ensemble, ces ingrédients aident la peau à conserver

l'hydratation dont elle a besoin pour briller

La texture ultra-légère, développée avec la technologie Crystal, convient à tous les types de peau et peut être ajoutée à n'importe quelle routine de soins. La formule pénètre rapidement et laisse la peau douce. Le sérum est cliniquement et dermatologiquement prouvé pour réduire les taches pigmentaires, prévenir leur réapparition et augmenter l'éclat de la peau. Les premiers résultats sont visibles après seulement 2 semaines et cette amélioration persiste avec une utilisation régulière. La peau paraît plus uniforme, plus lisse et plus fine, avec un éclat naturel.

Mode d'emploi

- Appliquer matin et soir sur la peau bien nettoyée du visage, du cou et du décolleté
- Utiliser seul ou sous une crème de jour hydratante dans le cadre de votre routine quotidienne de soins de la peau
- Utiliser les produits contenant du Thiamidol* jusqu'à 4 fois par jour
- Éviter le contact avec les yeux