



Numéro d'article	264336
Prix HT	39,43 €
Prix TTC	47,71 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

Sérum anti-âge pour peaux matures qui réduit et aide à prévenir la récurrence des taches de vieillesse, repulpe les rides profondes et améliore l'élasticité de la peau.

Un sérum pour les rides profondes pour réduire les taches de vieillesse

Le sérum Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D s'inspire des soins dermatologiques. C'est un sérum anti-âge léger et hydratant efficace pour les 3 dimensions du vieillissement cutané:

- Les taches de vieillesse: La formule contient du thiamidol. Le thiamidol est unique à Eucerin et cible la principale cause d'hyperpigmentation. Il a été cliniquement prouvé qu'il réduit les taches de vieillesse et, lorsqu'il est utilisé régulièrement, aide à prévenir leur récurrence.

- Les rides: À mesure que notre peau vieillit, les rides s'intensifient. Notre formule innovante à base d'acide hyaluronique de poids moléculaire élevé et faible comble visiblement les rides profondes. L'acide hyaluronique de haut poids moléculaire lisse les couches externes de la peau. L'acide hyaluronique de bas poids moléculaire (qui est 40 fois plus petit¹) pénètre plus profondément dans les couches de l'épiderme, où se forment des rides plus profondes.
- Perte d'élasticité: Il a été prouvé que l'ingrédient actif Arctiin accélère le processus de renouvellement du collagène dans les cellules de la peau. Il travaille avec l'acide hyaluronique dans notre formule pour améliorer l'élasticité de la peau.

Le sérum Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity 3D a été cliniquement et dermatologiquement prouvé pour réduire les taches de vieillesse, repulper visiblement les rides profondes, améliorer l'élasticité et laisser la peau radieuse et rajeunie.