



Numéro d'article	264404
Prix HT	26,27 €
Prix TTC	31,79 €
Stock	en stock

Description

Eucerin Hyaluron-Filler Sérum Booster d'Hydratation. Un boost hydratant ultra léger et rafraîchissant pour tous les types de peau.

Gel hydratant et rafraîchissant

Un gel hydratant et rafraîchissant qui donne une hydratation immédiate et augmente le taux de l'hydratation de la peau jusqu'à 24 heures. Réduit visiblement les ridules pour une peau lisse et saine.

Pour les premières lignes

La formule avec seulement 11 ingrédients combine deux formes hautement concentrées d'acide hyaluronique avec de la glycérine. Ces substances sont également produites naturellement par la peau elle-même pour retenir l'humidité. Elles attirent activement

l'humidité et réduisent ainsi visiblement les rides grâce à une hydratation directe et intensive.

Boost d'hydratation

Eucerin Hyaluron-Filler Sérum Booster d'Hydratation a prouvé sur le plan clinique et dermatologique qu'il donne d'excellents résultats. 100 % des répondants¹ à la recherche ont indiqué que le produit « donne un boost d'hydratation », donne la sensation « d'hydratation immédiate » à la peau et lui donne une apparence « visiblement plus repulpée ». Le Booster d'Hydratation convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles. Le sérum est rapidement absorbé et donne à la peau une sensation de fermeté et une apparence saine. Pour les femmes entre 25 et 40 ans.

CARACTÉRISTIQUES: non comédogène, légèrement parfumé, excellente base de maquillage INGRÉDIENTS DE BASE: GLYCÉRINE - ACIDE HYALURONIQUE

Caractéristiques:

- Pour les premières lignes
- Repulpe la peau
- Effet immédiat: peau fraîche et hydratée pendant 24 heures
- Résultat: une peau bien hydratée, lisse et saine.
- Bonne tolérance cutanée et efficacité
- Excellente base de maquillage
- Non comédogène

Utilisez le matin et le soir comme première étape de votre routine de toilettage quotidienne en la massant doucement. Ne pas utiliser près des yeux.