



Numéro d'article	010476
Prix HT	14,86 €
Prix TTC	17,98 €
Stock	en stock

Description

Support mural universel en inox SANS coude pour flacons de 500 ml, modèle oblique.

Pour bouteilles de 500 ml

En utilisant le distributeur mural, vous créez un espace hygiénique et soigné. Vous n'êtes pas obligé de déplacer la bouteille car vous pouvez maintenant lui donner une place permanente dans votre chambre. Le support mural peut être utilisé pour des flacons de 500 ml avec pompe tels que Aniosgel, savon Anios, Sterillium et Baktolin. Lors de l'utilisation de la désinfection des mains, le support est souvent fixé en entrant dans la pièce. Pour que les mains puissent être désinfectées avant d'entrer dans la chambre. Les distributeurs muraux remplis de savon sont souvent utilisés dans les zones sanitaires à côté du lavabo.

Il s'intègre dans n'importe quel intérieur

Le distributeur mural a un design neutre en acier inoxydable, ce qui le rend adapté à tout

intérieur. Le distributeur est parfait pour la maison comme dans la cuisine ou la salle de bain et dans les lieux publics tels que les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les salles d'attente, les salles de pratique, les hôtels, les restaurants, les aéroports, etc. Le distributeur est facile à monter sur un mur ou mur (matériel de montage non inclus livré).

Caractéristiques du support mural

- Convient pour: Aniosgel, Sterillium, Baktolin, Aniosafe Manuclear, ...
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Peut être fixé avec des vis (non incluses)
- Livraison sans bouteille et pompe doseuse

Vous pouvez trouver nos autres distributeurs en plastique pour bouteilles de 500 ml [ici](#).