



|                  |          |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 080328   |
| Prix HT          | 8,95 €   |
| Prix TTC         | 10,83 €  |
| Stock            | en stock |

## Description

Peha-soft sans poudre. Le gant d'examen sans poudre en latex naturel.

## Très élastique et résistant à la déchirure

Gants d'examen jetables non stériles en latex souple, non poudrés; très élastique et résistant à la déchirure; texture sur les doigts pour une adhérence optimale; excellent ajustement avec une sensibilité élevée; peut être porté à gauche et à droite. Les gants en latex offrent une bonne protection contre la transmission de bactéries et de virus.

## Bon ajustement et haute sensibilité tactile

Gants médicaux jetables solides dans toutes les zones où le personnel est à risque de contamination et nécessitent un bon ajustement et une sensibilité tactile élevée. Idéal pour les utilisateurs qui ont des réactions hypersensibles à la poudre.

Conforme à EN 455, EN 420, EN 374, EN 16523, ASTM F1670, ASTM F1671. Peut être utilisé en contact direct avec les aliments.

## Comment déterminer la taille de vos gants?

- Tu mets un ruban à mesurer sur tes jointures
- Vous retournez la paume de façon à ce que le ruban soit à l'intérieur de votre paume
- Laisse-le se croiser
- Vous pouvez maintenant voir le contour de la paume
- Mesurer la distance des deux mains
- Dans le tableau, vous pouvez voir quelle taille correspond le mieux à votre circonférence

| <u>Mesure</u> | <u>Circonférence de la main</u> |
|---------------|---------------------------------|
| S             | 18 cm                           |
| M             | 19 cm                           |
| L             | 20,5 cm                         |