



Numéro d'article	080327
Prix HT	8,95 €
Prix TTC	10,83 €
Stock	en stock

Description

Peha-soft sans poudre. Le gant d'examen sans poudre en latex naturel.

Très élastique et résistant à la déchirure

Gants d'examen jetables non stériles en latex souple, non poudrés; très élastique et résistant à la déchirure; texture sur les doigts pour une adhérence optimale; excellent ajustement avec une sensibilité élevée; peut être porté à gauche et à droite. Les gants en latex offrent une bonne protection contre la transmission de bactéries et de virus.

Bon ajustement et haute sensibilité tactile

Gants médicaux jetables solides dans toutes les zones où le personnel est à risque de contamination et nécessitent un bon ajustement et une sensibilité tactile élevée. Idéal pour les utilisateurs qui ont des réactions hypersensibles à la poudre.

Conforme à EN 455, EN 420, EN 374, EN 16523, ASTM F1670, ASTM F1671. Peut être utilisé en contact direct avec les aliments.

Comment déterminer la taille de vos gants?

- Tu mets un ruban à mesurer sur tes jointures
- Vous retournez la paume de façon à ce que le ruban soit à l'intérieur de votre paume
- Laisse-le se croiser
- Vous pouvez maintenant voir le contour de la paume
- Mesurer la distance des deux mains
- Dans le tableau, vous pouvez voir quelle taille correspond le mieux à votre circonférence

<u>Mesure</u>	<u>Circonférence de la main</u>
S	18 cm
M	19 cm
L	20,5 cm