



Numéro d'article	264354
Prix HT	5,72 €
Prix TTC	6,92 €
Stock	en stock

Description

Eucerin pH5 Lip Activ est un baume à lèvres nourrissant qui nourrit rapidement les lèvres rugueuses, sensibles et gercées. Notre peau est naturellement bien protégée des influences de l'environnement par ses propres défenses contrôlées par des enzymes. Ils régulent la croissance bactérienne, maintiennent l'équilibre hydrique et protègent contre l'irritation. Mais la peau sensible a une activité enzymatique plus faible et une fonction barrière perturbée, ce qui entraîne irritation et sécheresse. La formule au pH 5 rétablit l'activité enzymatique, renforce la couche protectrice naturelle et régule l'équilibre hydrique de la peau. La peau est visiblement douce et lisse. Eucerin pH5 Lip Activ a été spécialement développé pour combiner une excellente protection et régénération de la peau avec une tolérance cutanée cliniquement prouvée.

Eucerin Lip Activ contient du dexpanthénol hautement concentré et de la vitamine E.

Ils adoucissent, hydratent et protègent les lèvres des influences extérieures

quotidiennes, telles que l'exposition aux rayons UV et une faible hydratation. L'application régulière d'Eucerin pH5 Lip Activ procure un soulagement rapide et une protection continue de la mince couche externe des lèvres. Eucerin pH5 Lip Activ contient un FPS 15. Eucerin Lip Activ peut être appliqué aussi souvent que nécessaire.

Caractéristiques de l'Eucerin pH5 Lip Activ Lip Activ

- Sans parfum
- Sans colorant
- Convient aux enfants et aux nourrissons