



<b>Numéro d'article</b>	264331
<b>Prix HT</b>	11,93 €
<b>Prix TTC</b>	14,44 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

La lotion lavante Eucerin pH5 active la protection de la peau grâce à sa protection enzymatique pH5.

**La lotion lavante Eucerin pH5 est une lotion nettoyante contenant des tensioactifs doux.**

La lotion lavante Eucerin pH5 est une formule sans savon pour le nettoyage doux mais efficace des peaux sensibles ou allergiques. La lotion de lavage Eucerin pH5 protège l'activité enzymatique de la peau en combinant le tampon citrate pH5 avec des surfactants extra doux. Il maintient sa fonction de barrière et prévient le dessèchement.

**La lotion lavante Eucerin pH5 offre un nettoyage sûr et efficace.**

La lotion lavante Eucerin pH5 convient aux soins quotidiens des bébés et des jeunes enfants à la peau sèche et irritée. Ils ont un effet nettoyant doux et un effet soignant efficace et sont bien tolérés. La lotion lavante Eucerin pH5 ne contient pas de parabènes.