

Serviette SATINO - Multifold - 2-plis - 32 x 20,6cm - 25 x 120 pièces (H2)

08/10/2025 18:40:23



Numéro d'article	16451
Prix HT	61,09 €
Prix TTC	73,92 €
Stock	en stock

Description

Serviette SATINO - Multifold - 2-plis - 32 x 20,6cm (H2)

Le serviette SATINO - Multifold - 2-plis sont des essuie-mains en papier absorbant de haute qualité, spécialement conçus pour une utilisation efficace et hygiénique dans des environnements très fréquentés tels que les bureaux, les écoles, la restauration et les lieux publics. Ces essuie-mains sont fabriqués avec deux couches, ce qui leur confère une résistance accrue et une expérience douce et confortable pour l'utilisateur. Grâce au système de pliage multiple, les essuie-mains sont présentés sous forme pliée, un essuie-mains étant prêt à être utilisé immédiatement après avoir pris le précédent. Cela permet de contrôler la consommation, de minimiser les déchets et de promouvoir l'hygiène puisque les utilisateurs ne prennent qu'une serviette à la fois. Les essuie-mains offrent une excellente capacité d'absorption, ce qui permet de sécher les mains rapidement et efficacement. Les essuie-mains SATINO sont produits dans le respect de l'environnement et portent le label de sylviculture durable, ce qui signifie qu'ils contribuent à une

utilisation responsable des ressources naturelles. Ils s'adaptent à la plupart des distributeurs d'essuie-mains standard, ce qui les rend polyvalents dans un grand nombre d'installations sanitaires. En bref, ils offrent un équilibre parfait entre confort, durabilité et hygiène. Dimensions : 32 x 20,6 cm Peut être utilisé pour le distributeur Tork H2.