



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 016034   |
| <b>Prix HT</b>          | 5,38 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 6,51 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

Lingettes alcoolisées à usage unique pour le nettoyage de la peau avant la ponction ou l'injection.

## Caractéristiques des tampons alcoolisés individuels

Les lingettes alcoolisées sont composées de polypropylène cellulose non tissé et sont imbibées d'alcool isopropylique à 70%. Les lingettes alcoolisées gardent la peau propre et préviennent la propagation des maladies et des infections. plié : 32,5 x 30 mm déplié : 65,0 x 30 mm .