



Numéro d'article	6101
Prix HT	7,06 €
Prix TTC	8,54 €
Stock	en stock

Description

Spray nasal Junior - 15ml

A utiliser pour :

Rhumes nasaux chez les bébés et les enfants. Morve, mucus et croûtes dans le nez

Nettoyage et soin du nez Nez bouché ou nez qui coule

Effet :

Réouverture complète du nez Le spray nasal Junior aide à respirer plus librement. Il contient de l'acide hyaluronique végétal et de la camomille. Il ramollit les croûtes gênantes et fluidifie la morve et le mucus, facilitant ainsi l'élimination et le dégagement des voies nasales. Le spray nasal Junior aide ainsi votre enfant à mieux respirer, y compris en position allongée et/ou pendant le sommeil en position allongée et/ou pendant le sommeil. Doux pour les petits nez Junior Spray Nasal est doux et soigneux pour le nez. Il favorise l'humidification et donc le fonctionnement naturel du nez. Ainsi,

les petites irritations guérissent plus rapidement et le nez de l'enfant est moins gercé et moins irrité. 100% naturel Les ingrédients du spray nasal Junior sont 100 % naturels, afin que la muqueuse nasale puisse continuer à jouer son rôle protecteur sans être perturbée. Le spray nasal est conditionné dans un flacon unique qui ne nécessite pas de conservateur. Le spray ne contient pas non plus de gaz propulseur et est donc respectueux de l'environnement. Le spray nasal Junior peut être utilisé régulièrement en toute sécurité.

Dosage et utilisation:

Selon les besoins, vaporiser une fois par narine plusieurs fois par jour jusqu'à un maximum de 6 fois par jour. Convient aux enfants. Enfants à partir de 2 mois. Ne pas dépasser la dose recommandée

1. Nettoyez d'abord le nez de votre bébé ou de votre enfant autant que possible
2. Agiter avant utilisation
3. Retirer le bouchon protecteur du flacon
4. Lors de la première utilisation : tenez le flacon à la verticale et appuyez plusieurs fois sur la tête de pulvérisation jusqu'à ce que la brume se forme. Insérez la tête de pulvérisation dans la narine de votre bébé ou de votre enfant et fermez doucement l'autre narine.
5. Tenez le flacon à la verticale et vaporisez dans la narine en appuyant une fois sur la tête de vaporisation.
6. Répétez l'opération pour l'autre narine.

Essuyez la tête de pulvérisation après chaque utilisation et remettez immédiatement le capuchon en place. Si nécessaire, le spray nasal Junior peut être utilisé régulièrement sans accoutumance. Sans interruption jusqu'à 30 jours. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé que chaque spray ne soit utilisé que par un seul enfant.

Ingrédients

Hyaluronate d'iode, Dihydrogénophosphate de sodium Dihydrate, Disodium Phosphate Dodécahydraté, Chlorure de Sodium Chlorure de sodium, Chamomilla Recutita (camomille vraie), Aqua.

Conservation

Conserver hors de la portée et de la vue des enfants. Conserver à une température inférieure à 25°C. Après ouverture, le produit se conserve pendant 12 semaines.