



Numéro d'article	S1007
Prix HT	4,78 €
Prix TTC	5,78 €
Stock	en stock

Description

Swash Antiseptic Cap est imprégné d'une solution à 2 % de digluconate de chlorhexidine (CHG) et assure une désinfection rapide, efficace et sûre des cheveux sans rinçage. En moins d'une minute, les bactéries et micro-organismes nocifs présents sur les cheveux et le cuir chevelu sont éliminés. La substance active assure en outre une décolonisation durable. Grâce aux protections pour les yeux et les oreilles fournies, tout contact avec les zones sensibles est évité. Idéal pour une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de retraite et autres établissements de soins.

Caractéristiques principales :

- Substance active : digluconate de chlorhexidine 2 % p/p
- Shampoing antiseptique sans rinçage

- 100 % sans parfum, odeur neutre
- Testé dermatologiquement
- Contient des ingrédients nourrissants, tels que la vitamine E et la glycérine
- pH neutre pour la peau et hypoallergénique
- Sans libérateurs de formaldéhyde
- Peut être réchauffé pour plus de confort
- Fabriqué aux Pays-Bas selon un processus de production entièrement automatisé
- Production en salle blanche pour une qualité optimale

Afbeeldingen

