

| | |
|-------------------------|----------|
| Numéro d'article | 265236 |
| Prix HT | 3,04 € |
| Prix TTC | 3,68 € |
| Stock | en stock |

Description

Swash wipes: lingettes humides pour un lavage complet du corps sans eau ni savon. Lingettes douces et humides d'excellente qualité. Ils contiennent une quantité équilibrée de lotion hypoallergénique pour un nettoyage et un soin optimal de la peau. Les lingettes de bain Swash offrent un lavage corporel agréable en un instant et offrent un lavage corporel hygiénique et confortable lorsque la douche n'est plus possible ou pas possible.

Manuel d'utilisation

- Si vous le souhaitez, le paquet peut être chauffé au micro-ondes pendant 20 secondes à 800 watts avant d'être utilisé (emballage fermé).
- Vérifiez la température des lavettes avant de les utiliser.
- Utilisez un gant de toilette par partie du corps, comme indiqué ci-dessus.
- Utilisez les gants de toilette une fois.
- Dans les plis cutanés profonds, la peau doit être tamponnée et séchée avec un mouchoir en papier.
- Notez la date et l'heure sur le paquet. Conserver pendant 48 heures après ouverture, puis jeter.
- Chaque paquet doit être utilisé individuellement.

Fonctionnalités Swash wipes

- Lotion hypoallergénique.
- Disponible avec ou sans parfum.
- Lotion au pH neutre.

- Testé dermatologiquement.
- Des ingrédients revitalisants tels que la vitamine E et la glycérine.
- Les produits peuvent être chauffés.
- Nordic Ecolabel: 1 des labels écologiques les plus reconnus.
- Fabriqué aux Pays-Bas avec un processus de production entièrement automatisé.