



|                  |          |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 265237   |
| Prix HT          | 3,23 €   |
| Prix TTC         | 3,91 €   |
| Stock            | en stock |

## Description

---

Swash cleansing wipes : lingettes humides pour une toilette complète du corps sans savon ni eau. Lingettes humides douces et de qualité supérieure. Elles contiennent une quantité équilibrée de lotion hypoallergénique pour un nettoyage et un soin optimaux de la peau. Les lingettes Swash Bathing Wipes permettent un lavage agréable du corps en un clin d'œil et offrent un lavage hygiénique et confortable lorsque la douche n'est plus possible ou difficile.

### Mode d'emploi

- Si vous le souhaitez, le paquet peut être chauffé pendant 20 secondes à 800 watts au micro-ondes (emballage fermé) avant utilisation.
- Vérifiez la température des lingettes avant utilisation.
- Utilisez 1 lingette par partie du corps, comme indiqué ci-dessus.
- Les lingettes sont à usage unique.

- Dans les plis profonds de la peau, la peau doit être séchée avec un mouchoir en papier.
- Notez la date et l'heure sur le paquet. Se conserve 48 heures après ouverture, puis jeter.
- Chaque paquet doit être utilisé par une seule personne.

## Caractéristiques

- Lotion hypoallergénique
- Disponible avec ou sans parfum
- Lotion au pH neutre
- Testé dermatologiquement
- Ingrédients nourrissants tels que la vitamine E et la glycérine
- Les produits peuvent être réchauffés
- Nordic Ecolabel : l'un des labels écologiques les plus reconnus
- Fabriqué aux Pays-Bas selon un processus de production entièrement automatisé