



Numéro d'article	S1004
Prix HT	3,66 €
Prix TTC	4,43 €
Stock	en stock

Description

Les gants Swash Dry Gloves sont des gants jetables doux et confortables, spécialement conçus pour des soins hygiéniques et sûrs. Ils sont particulièrement résistants et indéchirables, tout en étant doux pour la peau du soignant et du patient. Ces gants peuvent être utilisés à sec ou mouillés, sans risque d'abrasion ou de déchirure. Idéaux pour un usage quotidien.

Principaux avantages :

- Gants jetables doux et secs à usage unique.
- Conçus pour les soins liés à l'incontinence et l'hygiène quotidienne.
- Résistants, doux pour la peau et confortables.
- Conviennent à une utilisation sèche ou humide.
- Ne se déchirent pas et ne provoquent pas de frottements, même lors d'une utilisation humide.

Pour des soins sûrs et efficaces, choisissez les gants Swash® Dry Gloves.