



<b>Numéro d'article</b>	184308
<b>Prix HT</b>	6,91 €
<b>Prix TTC</b>	8,36 €
<b>Stock</b>	Plus que 6 en stock

## Description

La lotion de massage Topiderm est une lotion de massage relaxante qui rend la peau souple et élastique. Un massage avec cette lotion de massage assure un sentiment de détente et d'illumination. Idéal pour maintenir les muscles et les articulations en bon état.

## Caractéristiques Lotion de massage Topiderm

- Pour le massage professionnel: grande capacité de glisse et d'étalement, absorption rapide.
- Convient à tous les types de peau, ne contient pas de lanoline.
- Parfum hypoallergénique.
- Bien lavable.
- Émulsion H/E, pH (5-7)

Les composants hydrophiles (87%) de la lotion de massage Topiderm augmentent la teneur en eau de la peau en très peu de temps, de sorte que la peau est extra hydratée.

L'ajout de propylène glycol permet de prolonger cet effet. Le Lactil actif (0,25%), en tant que facteur naturel d'hydratation, retient l'humidité dans la couche cornée de la peau, améliorant ainsi grandement l'état de la peau. La peau sera douce et souple. Les composants lipophiles sont principalement constitués d'huile de paraffine de faible densité (9%), ce qui rend la lotion moins grasse et agréable à utiliser.

## Utiliser la lotion de massage Topiderm

Utilisation externe. Appliquer selon les besoins et masser. Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes ou les muqueuses. Formulé pour réduire le risque de réactions allergiques. En cas de réaction allergique, consultez un médecin ou un pharmacien.