



<b>Numéro d'article</b>	1642032
<b>Prix HT</b>	14,83 €
<b>Prix TTC</b>	17,94 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

---

Un chiffon de nettoyage résistant et absorbant qui peut être utilisé de manière répétée sans se déchirer. Il est disponible en différentes couleurs pour éviter les risques de contamination croisée.

## Multi-usages – convient à la plupart des tâches de nettoyage

- Peut être utilisé de manière répétée sans se déchirer
- Efficace avec les détergents
- Certifié pour le contact alimentaire
- Pour dispenser W8