

Tork Mild Savon Liquide (cosmetique) - ref.420501 - 6 x 1 litre

08/10/2025 17:26:36



Numéro d'article	164169
Prix HT	64,22 €
Prix TTC	77,71 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Offrez à vos visiteurs un savon tout-en-un fraîchement parfumé, parfait pour tous les types de peau. Le savon liquide Tork Mild Mini contient des ingrédients hydratants et nourrissants qui se sont avérés doux pour la peau. Convient aux distributeurs de savon liquide Tork, qui sont faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des mains à tous les utilisateurs.

- Parfait pour tous les lavages de mains normaux.
- Nettoie et soigne la peau et s'avère doux pour la peau.
- Parfumée et procure une sensation de fraîcheur après le lavage des mains.
- Doux pour la peau grâce à sa formule douce.
- Respect de l'environnement avec le label écologique de l'UE.
- Contient des ingrédients hydratants et gaudrants.

- Bouteille de recharge scellée avec pompe jetable pour une hygiène optimale et un remplissage facile.
- La bouteille est conçue pour se comprimer après utilisation afin de réduire la quantité de déchets.

Choisissez le bon distributeur pour votre remplissage :

- Réf.164013 - [Distributeur de savon liquide Tork - S1](#)
- ref.164155 - [Distributeur de savon liquide Tork avec contrôle du coude - S1](#)

Caractéristiques

- Système S1 - Système de savon liquide
- Apparence : agent nacrant
- Parfum de savon : parfum frais
- Volume : 1000 ml
- Nombre de doses : ~1000
- Couleur : Jaune clair