



Numéro d'article	164168
Prix HT	134,49 €
Prix TTC	162,73 €
Stock	sur commande

Description

Prévenez les infections avec le désinfectant Tork pour les mains en gel d'alcool très efficace.

Tork Gel d'alcool avec 80% d'alcool

Il contient 80% d'alcool dénaturé et ne nécessite pas de rinçage. Désinfecte et désinfecte rapidement les mains. Spécialement formulé pour un usage fréquent, avéré sans danger pour la peau et sans accumulation de résidus collants. Idéal pour les soins de santé et répond même aux exigences des salles d'exfoliation. Convient aux Tork distributeurs de savon liquide et en aérosol S1, qui se sont avérés faciles à utiliser et offrent une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.

Efficace contre un large éventail de micro-organismes

Conforme aux normes EN1500, EN12791 et EN14476 (tous les virus enveloppés, tels que le VIH, le SRAS, le Corona, le VHB, le VHC, la grippe, le H1N1, le H5N1, etc. ainsi que le rotavirus et le norovirus)

Tork gel d'alcool est doux pour la peau

Tork gel d'alcool hydrate la peau sans résidu collant. Doux pour la peau (test indépendant sur peau in vitro).

Maintenance sans effort et facile à utiliser

Grâce au remplissage étanche Tork Alcohol Gel avec pompe doseuse jetable, le risque de contamination croisée est réduit. L'entretien est sans effort et le Le système de remplissage convivial peut être rempli en moins de 10 secondes. La bouteille est recyclable et vide au fur et à mesure que le contenu est utilisé, ce qui réduit les déchets. Utilisez les biocides en toute sécurité. Avant utilisation, lisez l'étiquette et les informations sur le produit.

Choisissez le bon distributeur Tork en fonction de votre remplissage:

- réf.164013 – [Tork distributeur de savon liquide - S1](#)
- réf.164155 – [Tork distributeur de savon liquide avec fonctionnement coudé - S1](#)