

Vanish 2 in 1 - Adieu les transferts de couleurs - 12 tournants

08/10/2025 21:23:15



Numéro d'article	265420
Prix HT	10,38 €
Prix TTC	12,56 €
Stock	en stock

Description

Vanish 2 in 1 - Les couleurs ne courent plus - 12 tours Les sacs Vanish 2 en 1 Oxi Action contre le dégorgeage des couleurs n'éliminent pas seulement les taches, mais retiennent aussi magnifiquement les couleurs. Ces aimants Vanish Oxi Action 2 en 1 ont une double action. Pendant le cycle de lavage, un puissant détachant s'attaque aux taches (de graisse) tenaces. De plus, ces sacs conservent parfaitement les couleurs de vos vêtements. Après le cycle de lavage, le contenu de la pochette aura clairement une couleur différente, signe qu'elle a bien fonctionné. Suivez attentivement ces instructions et faites confiance pour des résultats impeccables. Comment utiliser ? Dans la machine à laver:- Placez un sachet d'aimants Vanish Oxi Action 2 en 1 dans le tambour de lavage, puis ajoutez vos vêtements et autres textiles.

Remarque :

à usage unique. Les sacs doivent donc être jetés après le lavage.

- Pour le linge très sale, n'hésitez pas à utiliser deux sachets. Pour le lavage à la main :
- Idéal pour les taches tenaces et incrustées.
- Mettez un sachet de Vanish Oxi Action 2 en 1 Magnets dans 2 litres d'eau tiède. Plongez-y votre linge.
- Jetez le sachet à la poubelle après usage.
- Le sachet est destiné à un usage unique.

Linge de couleur : tremper 1 heure au maximum. Ensuite, lavez le linge comme d'habitude ou rincez-le soigneusement.