



Numéro d'article	0670
Prix HT	0,25 €
Prix TTC	0,30 €
Stock	en stock

Description

Actimove Genouillère (fermée) - Everyday Supports - Différentes tailles - Beige

Actimove Genouillère avec rotule fermée

Compression ferme et soutien durable pour la mobilité quotidienne

- Compression ferme pour soulager la douleur au genou
- Stabilité accrue grâce à l'attelle en spirale, médiale et latérale
- Soutien fiable et durable pour la mobilité quotidienne
- Forme anatomique, conception à motifs pour un ajustement sûr
- Zone de confort souple au creux du genou

- Matériau doux, sans latex ni coton, pour un confort durable
- Grand confort et respirabilité exceptionnelle grâce à un matériau de haute qualité à séchage rapide
- Sans néoprène, fabriqué avec la technologie COOLMAX® AIR
- Bords renforcés pour une utilisation durable
- Peut être porté à gauche et à droite

Indications:

- Affections dégénératives du genou
- Surmenage
- Douleur chronique du genou
- Entorses légères
- Entorses et contusions
- Légère lésion du ménisque
- Gonflement de l'articulation