



Actimove Stabilisateur de poignet - Sport - avec métallique amovible - Medium - Noir

08/10/2025 22:21:49

Slip-on ontwerp



Numéro d'article	000655
Prix HT	39,06 €
Prix TTC	47,26 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Actimove Stabilisateur de poignet - Sport - avec métallique amovible - noir - plusieurs tailles

Actimove Stabilisateur de poignet, avec une armature amovible pour gaucher et droitier

Conception anatomique pour une excellente stabilité

- Soulage la douleur et favorise la guérison grâce à la compression

- Stabilise le poignet à l'aide d'une armature anatomique amovible pour gauchers et droitiers
- Très confortable grâce à un matériau souple et à une conception sans coutures
- Matériau de haute qualité, respirant et sans néoprène pour un grand confort de port
- Mise en place rapide et facile grâce à la conception à enfiler et aux bandes Velcro réglables individuellement
- Peut être porté facilement sous les vêtements

Indications:

- Tendinite
- Entorses, foulures, lésions des tissus mous
- Arthrose Arthrite rhumatoïde
- Soins post-opératoires
- Après le retrait du plâtre