



Numéro d'article	075179
Prix HT	62,81 €
Prix TTC	76,00 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

VEUILLEZ TOUJOURS FOURNIR LES DIMENSIONS CI-DESSOUS, POUR UNE DÉTERMINATION CORRECTE DE LA TAILLE, SVP

- Circonférence de la cheville
- Circonférence à la hauteur de la partie la plus épaisse du veau
- Circonférence au creux du genou
- La longueur du sol au creux du genou
- Chaussette à orteil ouvert ou fermé
- Couleur désirée

VenoTrain[®] soft - Le bas de contention souple à fort effet VenoTrain[®] Soft offre des propriétés de port particulièrement agréables grâce à son tricot à mailles fines, doux pour la peau. Le traitement spécial crée l'effet SoftVital : la peau est massée en douceur et la circulation sanguine est stimulée. Les veines sont comprimées et massées.

- Pour prévenir les varices
- Massages et stimulants
- Dans l'habillement et le sur-mesure

Le masseur de jambes

Après une opération ou en cas de faiblesse des veines, les bas de contention thérapeutiques aident à transporter le sang vers le cœur et à éviter ainsi la formation de varices. En outre, VenoTrain[®] Soft dorlote les jambes avec un massage. Son effet spécial donne une agréable sensation de port et stimule la circulation sanguine.

Durable et respectueux de la peau

VenoTrain[®] Soft est disponible en trois couleurs différentes et dans de nombreux designs différents. Les modèles ne nécessitent que peu d'entretien et ont une longue durée de vie.

Propriétés particulières de VenoTrain[®] Soft

- Matière vitalisante - Tricotage respectueux de la peau
- Polyvalent - Pour elle et lui
- Idéal pour les soins postopératoires
- Grande stabilité - Longue durée de vie