



Numéro d'article	040709
Prix HT	11,27 €
Prix TTC	13,64 €
Stock	en stock

Description

Gel bleu Algi-Cool® - 75ml Gel rafraîchissant qui aide à apaiser les muscles et les articulations fatigués et raides.

Propriétés du gel bleu d'Algi-cool

Le gel bleu Algi-Cool est indiqué pour refroidir et assouplir les muscles et les articulations fatigués, par exemple après un effort sportif. Plus précisément, le gel est adapté aux muscles et aux articulations de

- Cou, épaule et dos.
- Coude, poignet, genou, cheville et talon.
- Les bras et les jambes.

Le gel bleu Algi-Cool rend et maintient les muscles et les articulations souples.

Mode d'emploi

- Appliquez une petite quantité de gel plusieurs fois par jour et frottez doucement.

- Appliquer avant et après l'exercice.
- Lavez-vous toujours les mains après l'application.

Recommandations

- Le gel bleu Algi-Cool ne doit pas être utilisé sur des plaies ouvertes.
- Évitez tout contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses.
- Ne pas utiliser sur des enfants de moins de 4 ans.

Ingrédients Aqua, alcool, menthol, panthénol, copolymère acrylamide / acryloyldiméthyltaurate de sodium, lactate de menthyle, alcool benzylique, isohexadécane, propylène glycol, polysorbate 80, EDTA disodique, oléate de sorbitan, extrait de fleur d'Arnica Montana, glucose, benzoate de sodium, sorbate de potassium, CI 42051.