



|                  |          |
|------------------|----------|
| Numéro d'article | 053003   |
| Prix HT          | 33,51 €  |
| Prix TTC         | 40,55 €  |
| Stock            | en stock |

## Description

Le système UFS est un matériau d'attelle en liège prêt à l'emploi et jetable, développé de manière innovante et applicable dans un large éventail d'indications.

**En raison de ses propriétés uniques, les attelles sont adaptées à l'immobilisation pendant toute la durée du traitement du patient.**

Le système est confortable, facile et rapide à utiliser, sans poussière et entièrement perméable aux rayons X. A utiliser en combinaison avec un bas de coton et éventuellement un rembourrage. Si nécessaire, coupez à la taille voulue et fixez ensuite avec un bandage (par exemple coban). Pour les membres supérieurs (main, poignet, coude et épaule) et les membres inférieurs (cheville et genou).