



Numéro d'article	053001
Prix HT	33,51 €
Prix TTC	40,55 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Le système UFS est un matériau d'attelle en liège prêt à l'emploi et jetable, développé de manière innovante et applicable dans un large éventail d'indications.

En raison de ses propriétés uniques, les attelles sont adaptées à l'immobilisation pendant toute la durée du traitement du patient.

Le système est confortable, facile et rapide à utiliser, sans poussière et entièrement perméable aux rayons X. Pour les membres supérieurs (main, poignet, coude et épaule) et les membres inférieurs (cheville et genou).