



Numéro d'article	075128
Prix HT	6,58 €
Prix TTC	7,96 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

VenoTrain[®] Filet à linge - Sac à linge indestructible

Filet à linge VenoTrain[®] protège votre bas de compression !

Une protection sûre pour le lavage en machine : la pochette à fermeture éclair, en tissu à mailles particulièrement fines et résistant, aide à trier le linge et protège votre bas de compression.

- Une protection qui en vaut la peine
- Indestructible
- Pour 1 à 2 paires de bas