

Numéro d'article	0745521
Prix HT	2,55 €
Prix TTC	3,09 €
Stock	en stock

Description

Co-bandage est un matériau polyester poreux, non tissé, qui ne colle qu'à lui-même et non à la peau ou aux cheveux.

Bandage léger, confortable et auto-adhésif

Les co-bandages sont constitués d'un matériau poreux en polyester non tissé qui ne colle qu'à lui-même et non à la peau ou aux cheveux. Une fois appliqué, il ne se détache pas, ce qui permet d'obtenir une pression fiable et durable. Bien que le ruban adhésif se colle à lui-même, il ne colle pas à la peau. En outre, le matériau est résistant à l'eau et à la transpiration.

Les co-bandage sont faciles à fixer

Les co-bandages étant auto-adhésifs, ils sont faciles à appliquer. Ni ruban adhésif ni clips ne sont nécessaires pour maintenir le bandage en place. Vous pouvez donc être sûr qu'il restera en place. Le démontage est également facile. Les bandages sont disponibles dans un assortiment de couleurs: rouge, jaune, bleu et vert. Si vous préférez la couleur de la peau, [cliquez ici](#).

Applications des co-bandage

Les co-bandage peuvent être utilisés pour diverses applications. D'une part, ils assurent une bonne compression, par exemple pour drainer le fluide accumulé. La pression exercée sur les tissus par la contre-pression du bandage permet l'évacuation du liquide, par exemple par le système lymphatique. Le bandage permet de répartir uniformément

la pression. Mais il est également idéal pour fixer des gazes ou des bandages afin de couvrir les plaies et de les protéger de la saleté et de l'humidité. Idéal pour les personnes à la peau sensible car le bandage ne colle pas à la peau. Ce bandage est également parfait pour fixer les attelles et maintenir les plâtres en place.

Sur quelles parties du corps le bandage peut-il être utilisé?

Le co-bandage peut être utilisé sur: le bras et l'avant-bras, la cuisse et la jambe, le coude, la cheville, la main, le genou, le poignet, l'épaule, l'orteil, le doigt et le pied.

Caractéristiques et avantages des co-bandage

- Autocollant
- Lumière
- Laisse la peau respirer
- Reste bien en place
- Une compression fiable
- Reste aussi élastique qu'avant
- Réduit le risque d'œdème
- Permet une hygiène normale
- Peut être réappliqué
- Contenu de l'emballage : vert, rouge, jaune ou bleu (toujours livrés mélangés, aucun choix de couleur possible)