



Numéro d'article	074931
Prix HT	12,99 €
Prix TTC	15,72 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

Dauerbinde[®] K, avec une prise en main ferme caractéristique

Bandage extensible pour une compression ferme

Également utilisé comme bandage de soutien et de soulagement des ligaments et des articulations.

- Grâce à la longue élongation, la pression de ces bandages peut être facilement ajustée.
- Facile à utiliser, suit bien tous les contours du corps, ne se froisse pas
- Pression élevée au repos (le pansement doit être retiré la nuit ou lorsque le patient est au repos)
- Une élasticité durable
- Couleur de la peau
- Extensibilité d'environ +180%.
- Lavable à 95°C