



Numéro d'article	050143
Prix HT	111,48 €
Prix TTC	134,89 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Plâtre classique avec temps de prise ultra-rapide.

Le gypse de haute qualité donne une sensation agréable et une belle finition uniforme.

- Une gaze unique qui permet d'obtenir une résistance supplémentaire et de réduire considérablement les pertes de plâtre.
- Temps de prise ultra-rapide pour une immobilisation rapide et précise (par exemple pour les réductions).
- emballage résistant à l'eau
- unique à 5 couches
- distributeur d'attelles

Emballage:

- 12,5 cm = 24 pièces