

Numéro d'article	074961
Prix HT	9,61 €
Prix TTC	11,63 €
Stock	Plus que 5 en stock

Description

Lastodur[®] Strong - Pour une forte compression, avec une extensibilité d'environ 180%.

Le bandage élastique longue durée pour une forte compression.

Bandage élastique durable à étirement long avec une bonne pression réglable pour un bandage souple et durable, car tous les bandages à étirement long au repos peuvent être retirés.

- Respirable et agréable pour la peau
- Résistant à l'usure
- Lavable à 60°C et stérilisable (vapeur à 134°C)
- Couleur de la peau
- Avec des pinces à pansements

Comme bandage de soutien et de secours pour les blessures du système musculo-squelettique et comme bandage de sport.