



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 074997              |
| <b>Prix HT</b>          | 44,71 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 54,10 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 4 en stock |

## Description

Lenkelast est un bandage élastique pour la fixation des soins des plaies et des attelles, également adapté à la compression légère.

## Large gamme d'applications

Extensible, pour toutes les morphologies: les Lenkelast sont des bandages universels adhérents et élastiques en permanence qui servent à une large gamme d'applications. Cela va du pansement de fixation quotidien dans le soin des plaies et des pansements d'attelle en passant par le soutien et le soulagement jusqu'à une légère compression.

## Respirant et doux pour la peau

Grâce au comportement d'étirement spécial, les bandages à étirement modéré s'adaptent bien à la forme du corps respective, ce qui contribue à un "ajustement" durable. Le tissu fin est respirant et - en partie grâce à la forte teneur en coton - très doux pour la peau.

# Caractéristiques de Lenkelast

- élastique longitudinal (environ 130%)
- adhérent
- élastique en permanence
- perméable à l'air
- peut être appliqué avec quelques plis
- bon ajustement du bandage
- avec lisières
- lavable à 60 ° C

Composition du produit: 64% coton, 35% polyamide, 1% élasthanne

## Zones d'application

- Pour la fixation (par exemple des pansements, du matériel de rembourrage, des canules et des attelles)
- Pour soutenir et soulager les articulations