



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 071104L      |
| <b>Prix HT</b>          | 44,22 €      |
| <b>Prix TTC</b>         | 53,51 €      |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

Bracelet pour immobiliser le poignet. Avec double sangle pour renforcer l'immobilisation du poignet.

- Attelle de poignet immobilisante avec une forme transparente aux rayons X s'adaptant à l'ossature.
- Confort optimal : tissu aéré avec doublure en mousse.
- Le système de double ceinture garantit un soutien homogène.

## Indications Ligaflex Classic

- Légère entorse du poignet (traitement fonctionnel).
- Inflammation de la douleur et tendinopathie du poignet.
- Les phases inflammatoires des pathologies rhumatismales.

Vous pouvez lire la taille correcte dans le tableau des tailles.