



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 071118R             |
| <b>Prix HT</b>          | 25,15 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 30,43 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 2 en stock |

## Description

L'orthèse statique de pouce Thuasne de Ligaflex Rhizo est dotée d'un renfort en fil métallique breveté, qui immobilise le pouce dans une position non douloureuse. L'orthèse statique de pouce est courte et les mouvements du pouce peuvent donc être préservés. La matière est légère et confortable grâce au tissu respirant. La pression autour de la base du pouce est bien régulée, ce qui est idéal en cas d'arthrose du pouce.

## Propriétés Thuasne Ligaflex Rhizo

- Couleur : Anthracite
- Lavable : Oui
- Entretien : Laver à la main uniquement à 30°C avec un détergent doux sans agent de blanchiment ni assouplissant. Éliminez l'eau en appuyant, ne la tordez pas. Séchez hors de portée d'une source de chaleur.

- Matériau : Intérieur 100% polyester. Extérieur 100% polyamide.
- Sans latex : Oui
- Sans néoprène : Oui
- Soutien : Moyen

## Indications Ligaflex Rhizo

- États d'irritation et usure de l'articulation de la selle et de la base du pouce
- Arthrose de l'articulation CMC-I
- Instabilité du CMC-I commun
- Traumatisme
- Pouce de ski

Taille 1 : Tour de poignet 13 - 17 cm Taille 2 : Tour de poignet 17 - 23 cm