



Numéro d'article	000349
Prix HT	1280,17 €
Prix TTC	1549,01 €
Stock	sur commande

Description

Rameur Potomac Regatta (DC Athletics) Le Potomac Regatta est un fantastique appareil d'entraînement à l'aviron avec frein à eau. Le siège est en plastique moulé, ce qui permet de s'asseoir confortablement. Grâce aux larges sangles en textile robuste, les pieds peuvent être fixés dans le support sans aucune sensation de coupure. Grâce au bois soigneusement choisi, il est non seulement extrêmement solide, mais aussi très esthétique. Une caractéristique unique de ce rameur est que vous pouvez facilement le plier pour le ranger. L'avantage de ce rameur est que le risque de surcharge est minime grâce à la transmission réaliste de la résistance. S'entraîner sur ce Potomac Regatta promet d'être une expérience fantastique ! À propos de D.C. Athletics Conçu aux États-Unis, DC Athletics garantit une qualité élevée dans tous les domaines. Le design est toujours ergonomique et en termes de technologie, ils sont toujours à la pointe des dernières tendances. Tous les produits sont fabriqués de manière durable et écologique.

Avantages :

- Le double rail assure des mouvements fluides et silencieux.
- Support de talon ergonomique qui assure une extension parfaite du pied, une sensation d'aviron et une posture parfaite.
- Affichage clair de tous les paramètres importants
- Courroie d'entraînement durable : silencieuse, souple et sans entretien
- Roues de transport et système de pliage unique pour un rangement facile

Caractéristiques :

- Poids admissible : 135 kg
- Système de résistance : eau
- Poids : 35 kg
- Dimensions (LxLxH) : 205x53x50 cm
- Matériaux : bois
- Couleurs : marron
- Affichage du moniteur : distance, calories, fréquence cardiaque, temps, nombre total de coups de rame
- Nombre de niveaux de résistance : 1
- Pédales et repose-pieds réglables : Oui
- Alimentation : piles
- Pédales antidérapantes : Oui
- Pliable / montage : Oui
- Garantie : 2 ans

Montage non inclus.

Afbeeldingen

