



Numéro d'article	050290
Prix HT	34,00 €
Prix TTC	41,14 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Un plâtre synthétique pour une immobilisation rigide. Sûr, propre et rapide à appliquer. Il combine les avantages d'un confort accru et d'une mobilité accrue.

Le bandage consiste en un réseau de fibres de verre tricotées avec une résine brevetée pour faciliter l'utilisation.

Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Excellente modélisation
- Léger et confortable
- Durable
- Couleur blanche

Pour une immobilisation rigide