

Numéro d'article	0730011
Prix HT	9,87 €
Prix TTC	11,94 €
Stock	en stock

Description

Les bandages adhésifs élastiques Tensoplast sont particulièrement adaptés lorsque des limitations de mouvement sont indiquées. Ils sont donc excellents pour le traitement des entorses. En outre, le Tensoplast peut être utilisé comme bandage compressif pour les varices et l'ulcère crural.

Caractéristiques et fonctions

- Le matériau de support de Tensoplast est constitué de coton/soie artificielle. Ce pansement adhésif supérieur a une excellente élasticité qui permet à Tensoplast de doser la compression souhaitée par indication.
- La couche adhésive classique en oxyde de zinc est appliquée sur le matériau de support d'une manière spécialement poreuse.
- Par conséquent, Tensoplast permet à l'air et à l'humidité de passer et à la peau de continuer à respirer. Cela permet d'éviter le ramollissement de la peau.
- La couche adhésive assure également une adhérence optimale à la peau. Cela permet de maintenir le bandage en place, même lorsqu'il est porté pendant une longue période.
- Les bords souples sans lisière empêchent le froissement et le rétrécissement.
- Tensoplast offre donc au patient un confort de port optimal.

Applications

- dans le traitement des varices et de l'ulcère crural
- lors de la fixation de bandages

- dans le traitement des entorses
- dans le traitement des blessures sportives