



Numéro d'article	075137
Prix HT	5,65 €
Prix TTC	6,84 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Gants VenoTrain[®]. La prise du gant en caoutchouc permet de répartir plus facilement les bas sur les jambes. En même temps, vos bas sont protégés contre les dommages (par exemple, les ongles).

Pour faciliter l'enfilage des bas de compression.

Grâce aux gants en caoutchouc, mettre et enlever vos bas de compression VenoTrain devient particulièrement facile. Leur surface agrippante permet de répartir régulièrement le tricotage sur la jambe tout en protégeant les bas des influences extérieures (ongles, par exemple). Combinés au Glinder VenoTrain, les gants en caoutchouc Bauerfeind constituent la solution optimale pour mettre et enlever facilement et correctement les bas de compression. veuillez également respecter le mode d'emploi de vos bas de compression.

- Nouveaux matériaux et design
- Des points de silicone pour une meilleure prise en main

- En tailles S, M et L