



Numéro d'article	3716
Prix HT	10,90 €
Prix TTC	13,19 €
Stock	en stock

Description

AutoDrop pour des gouttes est une solution innovante pour l'administration de gouttes oculaires, conçue pour rendre le processus plus sûr et plus facile pour les professionnels de la santé et les particuliers.

Positionnement précis de l'œil

Le compte-gouttes est doté d'un point spécial vers lequel vous dirigez votre regard. L'œil se trouve ainsi dans la position idéale pour l'administration du collyre.

Sûr et indolore

L'AutoDrop garantit que la paupière inférieure reste ouverte, ce qui rend le processus à

la fois sûr et indolore.

Dosage précis

Grâce à l'aide, vous recevrez exactement la bonne quantité de liquide oculaire, sans gaspillage. Vendu par pièce.

Afbeeldingen

