



Numéro d'article	150201
Prix HT	30,93 €
Prix TTC	37,43 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

La poignée sert à soutenir les mouvements naturels, par exemple pour entrer et sortir de la douche. La poignée n'est pas conçue pour supporter tout le poids du corps. Le support mural mobile peut être monté et démonté en quelques secondes, sans perçage ni vissage.

Les deux puissantes ventouses sont pressées fermement sur une surface lisse et non poreuse.

Les leviers à vide sont poussés vers le bas et la poignée est verrouillée. Lorsque l'indicateur est réglé sur le vert, il est fermement fixé. Si l'indicateur est moitié vert / moitié rouge ou complètement rouge, cela indique que la poignée n'est pas fermement attachée. La poignée doit alors être rattachée.