



Numéro d'article	150260
Prix HT	31,04 €
Prix TTC	37,56 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

Ce bassin gonflable a un grand volume et permet de laver les cheveux en toute sécurité. Le lavabo gonflable pour cheveux se compose de deux anneaux gonflables superposés avec une découpe pour le cou. Le tuyau de drainage avec valve et pince de serrage dirige l'eau de lavage dans un seau. La longueur du tuyau est de 90 cm. Le bassin est livré avec une pompe qui permet de gonfler le bassin à cheveux manuellement ou au pied.

Dimensions intérieures

- longueur 33 cm
- largeur 24,5 cm
- hauteur 20 cm