

Canne avec manche anatomique - adaptable 79-102cm

08/10/2025 17:13:43



Numéro d'article	206002
Prix HT	15,14 €
Prix TTC	18,32 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Canne de marche avec poignée anatomique pour les utilisateurs qui ont besoin d'un support de paume.

Cette canne anatomique est dotée d'une poignée de confort qui offre un soutien agréable pour la main et le poignet.

La canne est réglable en hauteur de 79 à 102 cm. La canne a une prise anatomique ferme et peut donc être utilisée en particulier pour les affections rhumatismales.

Afbeeldingen

