

Housse pour matelas Repose en PU bleu avec fermeture éclair (190 x 77 cm)

08/10/2025 10:38:00



Numéro d'article	190158
Prix HT	132,13 €
Prix TTC	159,88 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

La gamme Repose offre une solution unique et simple pour redistribuer ou lever efficacement la pression (talons flottants) et contribuer à la prévention et au traitement des escarres.

Caractéristiques - Housse de protection

- Conçu pour le sur-matelas
- Fabriqué en polyuréthane et polyester: - Elastique
 - Thermiquement neutre (pas d'accumulation de chaleur)
 - Respirant
 - Résistant à l'eau et aux bactéries
 - Biocompatible
 - Radiolucide

- Avec une fermeture à glissière sur le côté et une couche antidérapante sur le fond;
- 4 bandes élastiques aux coins pour fixer le matelas.

Données techniques

- Matériau Polyuréthane et polyester
- Poids du couvercle 0,725 kg
- Emballage par pièce dans un sac en plastique
- 32 x 30 x 4 cm

Entretien et nettoyage

- Nettoyage à l'eau et au savon
- Lavable en machine à 90 °C (50 cycles)
- Désinfection avec des désinfectants doux sans phénol ni chlore et selon le protocole habituel.