

Malette de soins EXTRA LÈGER - 44x25x27cm - Jaune avec dessin

08/10/2025 22:27:35



Numéro d'article	140505L
Prix HT	81,82 €
Prix TTC	99,00 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Sac d'allaitement très léger pour ranger tout votre matériel médical lors de vos visites à domicile.

Grandes poches latérales avec fermeture éclair

Malette de soins dispose de 2 compartiments de rangement spacieux avec fermeture éclair sur les côtés. Il y a aussi 2 compartiments de rangement spacieux avec fermeture éclair à l'avant et à l'arrière. le compartiment de rangement avant est divisé en 2 compartiments de rangement avec des bandes élastiques. Ce sac d'allaitement est conçu pour organiser parfaitement tout votre matériel médical.

Très léger et étanche

Malette de soins extra léger est en polyester et ne pèse que 1,3 kg. L'extérieur a un revêtement en PVC qui rend le sac imperméable et lavable. Les fermetures éclair sont également résistantes à une résistance élevée et les poignées et la bandoulière sont renforcées. Avec le sac, vous serez remarqué dans l'obscurité par les bandes réfléchissantes sur le sac. Volume: 21,6 L.

Caractéristiques :

- Deux séparateurs internes réglables
- Poche en tissu maille sur le rabat
- Deux poches extérieures avec espace ouvert
- Une poche extérieure divisée et dotée de sangles élastiques en caoutchouc
- Fermetures éclair haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Matériau lavable
- Poignées et bandoulière renforcées
- Fabriqué en polyester 600D avec PVC enduit (traité imperméable)
- Dimensions : 44x25x27cm
- Poids : 1,3 kg
- Capacité : 21.6L