

Matelas alternant avec pompe

Soins modérés à intensifs (stade I à III)

08/10/2025 15:40:06



Numéro d'article	28575
Prix HT	275,00 €
Prix TTC	332,75 €
Stock	sur commande

Description

Alternierende matras met pomp Waardevol oplegmatrassysteem ontworpen voor de preventie en behandeling van doorligwonden bij patiënten met een matig tot hoog risico. De druk wordt periodiek herverdeeld door het opblazen en leeglopen van cellen, om natuurlijke slaappatronen na te bootsen en langdurige druk op het weefsel te voorkomen. De alternierende matras bestaat uit 2 delen: de matras en de pomp. De pomp blaast de cellen cyclisch op en laat ze leeglopen, om de contactpositie tussen de patiënt en het bed te veranderen. Dit bevordert de bloedcirculatie, voorkomt en helpt bij het herstel van doorligwonden, vermindert de pijn van de patiënt en verlicht de werklast van het verplegend personeel. Het bedieningspaneel van de pomp is simpel en erg gebruiksvriendelijk. De matras verlicht de druk door de luchtcellen achtereenvolgens leeg te laten lopen en op te blazen, met tussenpozen van 12 minuten. Het is algemeen erkend dat constante druk op een botuitsteeksel de belangrijkste oorzaak is van huidbeschadiging. De continue beweging die door de eenheid wordt geleverd,

vermindert de gebieden van constante druk en bevordert de circulatie. Kenmerken

- matras
 - 198 x 86 x 12.8cm
 - Nylon PU hoes
 - 18 cellen
 - maximum gewicht is 150kg
- pomp
 - 30 x 13.5h x 11cm
 - 1 cyclus om de 12 minuten
 - debiet 8l/min