



Numéro d'article	140003Z
Prix HT	172,27 €
Prix TTC	208,45 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Ce sac d'allaitement est pratique et a un design confortable. La disposition interne en nid d'abeille vous permet de trouver rapidement le matériel requis.

Sac de soins avec structure interne et poches multiples

Ce sac de soins est principalement utilisé par les infirmières. La structure interne comportant plusieurs compartiments, le matériel de soins adéquat peut être trouvé rapidement et facilement lors de la visite de chaque patient. Vous pouvez diviser la structure en nid d'abeille selon vos propres souhaits car les séparateurs sont munis de velcro. Le sac comporte 2 poches latérales et 1 poche frontale. Le compartiment avant est équipé de diverses pièces et d'élastiques pour le rangement de vos

Sac à bandoulière - modèle sac à dos ou trolley

Le sac d'allaitement est doté d'une poignée rembourrée avec une fermeture velcro. Le sac est également doté d'une solide bandoulière. En attachant simplement la bandoulière, le sac de soins peut être porté comme un sac à bandoulière. Le sac est

également doté de deux sangles pour le dos afin que vous puissiez le porter comme un sac à dos. Le sac est également équipé pour être utilisé avec [un chariot](#) (non fourni).

Caractéristiques

- Intérieur personnalisable grâce à des cloisons rembourrées avec des velcros résistants et durables.
- Poche frontale spacieuse avec sangles élastiques et 2 compartiments de rangement supplémentaires.
- 2 poches transparentes en filet.
- Compartiment de rangement plat pour le porte-bloc ou les documents.
- Porte ampoules isotherme pour 41 ampoules.
- 2 poches latérales pour les effets personnels.
- Les 4 parois intérieures sont munies de bandes élastiques pour fixer le matériel.
- Poignée, bandoulière et sac à dos avec sangles réglables individuellement.
- Le compartiment arrière plat peut également servir de sangle pour la fixation au chariot (chariot non inclus).
- Éléments de protection du sol au fond du sac.
- Dimensions: 50x25x31 cm.
- Capacité: 33,6 L.
- Poids: 2,23 kg.
- Matériau: Polyester 1200D - lavable.
- Couleur: noir ou bleu.
- Poids maximal recommandé du contenu: 12 kg.