

Nestlé Isosource 2.0 Protein Fibre Nutrition entérale par sonde - 500ml - 12 flacons

08/10/2025 10:39:27



Numéro d'article	4622K
Prix HT	84,30 €
Prix TTC	102,00 €
Stock	en stock

Description

Nestlé Isosource 2.0 Protein Fibre is een enterale diëtvoeding met een vezelmix, ideaal voor patiënten met een verhoogde energie- en/of eiwitbehoefte of voor wie een noodzakelijke beperking van de vochtbehoefte heeft. Het is geschikt voor gebruik bij ondervoeding of risico op ondervoeding, en kan als enige voedingsbron dienen.

Belangrijkste kenmerken:

- Energierijk en eiwitrijk om aan de verhoogde voedingsbehoeften te voldoen
- Bevat oplosbare en onoplosbare vezels voor een gezonde spijsvertering
- Geschikt voor patiënten vanaf 3 jaar
- UHT gesteriliseerd voor lange houdbaarheid
- Verpakt onder beschermende atmosfeer voor verse levering

Gebruik & bewaren:

- Goed schudden voor gebruik
- Ongeopend bewaren op een koele, droge plaats
- Na opening, maximaal 24 uur houdbaar in de koelkast
- Maximale toedientijd: 24 uur in een gesloten systeem; 8 uur na ontkoppeling van het systeem; 6 uur als overgegoten in een container of zak

Dosering:

De benodigde hoeveelheid voeding is afhankelijk van het advies van de arts of diëtist. Dit product kan als enige voedingsbron dienen.