

Nestlé Isosource Standard Fibre Nutrition entérale par sonde - 500ml

08/10/2025 14:13:46



Numéro d'article	4612K
Prix HT	40,81 €
Prix TTC	49,38 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

Nestlé Isosource Standard Fibre Entérale Sondevoeding is een volledige, isocalorische sondevoeding (1,0 kcal/ml) met 16% eiwitten en een balans van oplosbare en onoplosbare vezels (50:50). Dit maakt het geschikt voor patiënten met ondervoeding of risico op ondervoeding, en het kan als enige voedingsbron worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken:

- Eiwitrijk (16% kcal) voor herstel
- Bevat oplosbare en onoplosbare vezels voor een gezonde spijsvertering
- Glutenvrij en UHT gesteriliseerd
- Geschikt voor patiënten vanaf 3 jaar
- Gebruik onder medisch toezicht

- Aanbevolen via pomp voor continue toevoer

Gebruik & bewaren:

- Goed schudden voor gebruik
- Ongeopend bewaren op een koele, droge plaats
- Na opening: bewaren in de koelkast en binnen 24 uur gebruiken

Dosering:

- 1500-2000 ml per dag als enige voedingsbron
- $\leq$ 500 ml per dag als bijvoeding, volgens medische aanbeveling